


飛沫防護用フレーム

Aerosol Cover

MASB401

www.mu-lab.jp



商品説明

飛沫防護のために覆うビニールシートを支えるための可動式フレームです。
ビニールシートを使用することで、施術に合わせたフレキシブルな対応が可能です。
(任意の場所から腕や器具を挿入したり、必要に応じて穴を開けたりすることも容易です)
ビニールシートをディスポーザブルとすることで衛生管理を簡易化することも可能です。
フレームは折り畳み式とすることで、使用しない時はコンパクトに収納できます。
ボックスタイプで問題となりやすい保管場所に関する問題を解消します。

仕様

寸法(cm)	W52xD34,(H50)
重量	約1kg
材質	SUS304,POM,PP



記載内容は2020年10月1日現在のものです。
製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

MU-Lab

●お問い合わせ

MUラボ合同会社 (村澤 哲 murasawa@mu-lab.jp)
〒390-1401 長野県松本市波田7422-16
Tel.080-7743-2384