

飛沫防護ブース

Aerosol Booth

MASB301

www.mu-lab.jp



商品説明

PCR検査などの検体採取を行なう際の飛沫感染リスクを低減するために使用するブースです。検体採取する方がブース内またはブース外のどちらに立っても使用できます。状況に応じて使い分け可能です。※写真は検体採取する方がブース内に立つ使用方法です。


天井カバーは着脱可能な構造です。陰圧室など使用環境に応じて簡便に着脱することが可能です。ブース正面に穴を設けています。ディスプレインググローブを取り付けるためのフランジを設けています。

折り畳み構造なので、使用しない時にはコンパクトに収納可能です。

パネルにはPET樹脂を使用していますので、アルコールでの消毒が可能です。

仕様



寸法(cm)	W94xD90xH190
重量	約31kg
主材質	アルミ(フレーム), PET樹脂(パネル)



使用例



折り畳み状態



記載内容は2020年10月1日現在のものです。
製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

MU-Lab

●お問い合わせ

MUラボ合同会社 (村澤 哲 murasawa@mu-lab.jp)
〒390-1401 長野県松本市波田7422-16
Tel.080-7743-2384