

## 検体採取時の飛沫暴露軽減に役立ちます！ キャスター付きなので、設置・収納も簡単に行えます！

### 商品説明



PCR検査などの検体採取を行なう際の飛沫感染リスクを低減するために使用するブースです。

天井カバーは着脱可能な構造で、陰圧室など使用環境に応じて簡便に着脱することが可能です。

- ブース正面に穴を設けています。ディスプレイブルロンググローブを取り付けるためのフランジを設けています。
- 折り畳み構造です。使用しない時にはコンパクトに収納可能です。
- キャスター付きです。移動をはじめ設置・収納も簡便に行なえます。
- パネルにはPET樹脂を使用していますので、アルコールでの消毒が可能です。



検体採取する方がブース内またはブース外のどちらに立っても使用できます。状況に応じて使い分け可能です。

※写真は検体採取する方がブース内に立つ使用方法です。




※参考写真の人物は身長175cmです。

## 仕様

寸法(cm)	W94xD88(11.5)×H190 ※カッコ内の数字は折り畳み時の寸法
重量	約44kg
主材質	アルミ(フレーム), PET樹脂(パネル)



※参考写真の人物は身長175cmです。  
※設置・収納の作業は二人以上で行ってください。



詳しい情報は  
製品ページ→

<https://www.mu-lab.jp>

Webサイトをご確認ください



## ●販売店

記載内容は2020年11月27日現在のものです。  
製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

## ●製造販売元

**MU-Lab**

## ●お問い合わせ

MUラボ合同会社 (村澤 哲 [murasawa@mu-lab.jp](mailto:murasawa@mu-lab.jp))  
〒390-1401 長野県松本市波田7422-16  
Tel.080-7743-2384